

HBF-306C

Moniteur de perte de gras corporel



- Surveillez la progression de votre perte de gras corporel
- Confirmez que vous perdez du gras et non du muscle
- Lecture précise en quelques secondes
- Mode 'Athlète' qui assure une lecture précise aux athlètes
- Profil de jusqu'à 9 personnes

MODÈLE HBF-306C

Calcule le pourcentage de gras corporel et l'indice de masse corporelle (IMC) en quelques secondes par la méthode de bio impédance. Il suffit de tenir les poignées en position debout et d'appuyer sur START.

Mesure deux indicateurs de condition physique:

- Pourcentage de gras corporel - Indice de masse corp. (IMC)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT...

Modèle:	Moniteur de perte de gras corporel HBF-306C de OMRON
Écran:	Pourcentage de gras corporel (4,0 à 50,0%) Méthode IB Indice de masse corporelle (7,0 à 90,0) classification d'indice de masse corporelle (4 niveaux)
Plages définies:	Taille : Environ 100 cm à 195,5 cm (3 pi 4 po à 6 pi 6 po) Poids : 10 à 199,8 kg (23 à 440 1/2 lbs) Âge : NORMAL; 10 à 80 ans ATHLETE; 18 à 60 ans Sexe : Homme / Femme
Alimentation:	2 piles AAA (Vous pouvez utiliser 2 piles alcalines AAA)
Durée de vie des piles:	Environ 1 an (varie selon l'utilisation et le stockage)
Température et humidité de fonctionnement:	10 à 40°C (50 à 104°F), humidité relative de 30 à 85%
Température et humidité de stockage:	-20 à 60°C (-4 à 140°F), humidité relative de 10 à 95%
Dimensions externes:	Environ. 197 x 128 x 49 mm (L x h x l) (8 x 5 x 2 po)
Poids:	Environ 230 g (sans les piles)
Contenu de l'emballage:	1 moniteur de perte d'adiposité, 2 piles AAA, 1 manuel d'instructions
Code CUP :	0 73796 30634 2

Remarque : Peut être soumis à des modifications techniques sans préavis.

OMRON[®]

Distribué par:

ROXON
1-800-361-6991

© 3/2006 Omron Healthcare, Inc.

Printed in U.S.A.
HBF400PS Rev